




Katalog 2015



OBSAH:

Pipetovací špičky Top-Line s filtrem i bez	1
Pipetovací špičky Premium-Line – Low retention	3
One Touch špičky	4
Špičky s filtrem Multiguard Sorenson	5
Špičky pro nanášení gelů – „Gelloader Tips“	7
Špičky pro vyjmutí vzorků z elektroforetických gelů	7
Špičky 200 µl a 1000 µl se širokým ústím	8
Špičky s filtrem Solvent Safe	9
Rackbox – krabičky pro pipetovací špičky	10
Digitální pipety	11
Pipetovací robot	12
Mikrozkumavky	13
Centrifugační 15 ml a 50 ml zkumavky	15
Zkumavky se šroubovacími uzávěry	16
Akce Eppendorf	17
ID-Color™ krabičky do mrazáků	18
Polypropylenové krabičky	18
Polykarbonátové krabičky	19
Bílé kartónové krabičky	19
Bílé kartónové krabičky s plastovým potahem	20
Barevné kartónové krabičky	20
Kompletní program pro mrazáky a hlubokomrazicí boxy	21
PCR program – PCR mikrozkumavky, stripy, mikrotitrační destičky	22
Vaničky na reagenty	23
Mikrobiologie	24
Tkáňové kultury	25
Plastové kádinky	27
Popisovací štítky	Akce Tiskárna Zebra! 28
Vyšetřovací rukavice	29
Gradient & Fractionator Systems	30
Izolace DNA a RNA	31
Transfekční činidla	35

Top-Line špičky s filtrem i bez filtru - AKČNÍ CENY 2015

Výroba EU, kompletní ceník na www.biologicals.cz v záložkách Produkty nebo E-shop

Katalogové číslo	Popis produktu	Sterilní/ barva	Způsob balení	Balení	Cena za balení bez DPH	Cena za jeden kus bez DPH
1.0	Eco-line yellow Universal Tips					
1-100-81-1	Eco-line Tip 200 µl	No/yellow	Bag	35x1000	9 374 Kč	0,27 Kč
2.1	Top-Line Tips 0.1-20 µl					
1-000-81-0	TOP-Line Tip 0,1-10 µl	No/clear	Bag	20x1000	7 022 Kč	0,35 Kč
1-001-96-0	TOP-Line Tip 0,1-10 µl	Yes/clear	96-tip Rack	10x96	1 193 Kč	1,24 Kč
1-050-81-0	TOP-Line Tip 0,5-20 µl	No/clear	Bag	20x1000	7 022 Kč	0,35 Kč
1-051-96-0	TOP-Line Tip 0,5-20 µl	Yes/clear	96-tip Rack	10x96	1 193 Kč	1,24 Kč
2.2	Top-Line Tips 1-200 µl					
1-110-81-0	TOP-Line Tip 200 µl	No/clear	Bag	20x1000	5 342 Kč	0,27 Kč
1-111-96-0	TOP-Line Tip 200 µl	Yes/clear	96-tip Rack	10x96	1 126 Kč	1,17 Kč
2.3	Top-Line Tips 5-300 µl					
1-103-81-0	TOP-Line Tip 300 µl	No/clear	Bag	20x1000	8 736 Kč	0,44 Kč
1-104-96-0	TOP-Line Tip 300 µl	Yes/clear	96-tip Rack	10x96	1 226 Kč	1,28 Kč
2.4	Top-Line Tips 100-1000 µl					
1-209-80-2	TOP-Line Tip 1000 µl, short	No/clear blue	Bag	10x1000	3 525 Kč	0,35 Kč
1-207-06-2	TOP-Line Tip 1000 µl, short	Yes/clear blue	60-tip Rack	10x60	745 Kč	1,24 Kč
3.0	TOP-Line High Precision Filter Tips 0.1 - 20 µl					
2-001-96-0	TOP-Line Filter Tip 0,1-10 µl	Yes/clear	96-tip Rack	10x96	1 677 Kč	1,75 Kč
2-000-70-0	TOP-Line Filter Tip 0,1-10 µl	No/clear	Bag	5x1000	5 406 Kč	1,08 Kč
2-051-96-0	TOP-Line Filter Tip 0,5-10/20 µl	Yes/clear	96-tip Rack	10x96	1 677 Kč	1,75 Kč
2-050-70-0	TOP-Line Filter Tip 0,5-10 µl	No/clear	Bag	5x1000	5 406 Kč	1,08 Kč

Napište si o vzorky zdarma!

Top-Line špičky s filtrem i bez filtru - AKČNÍ CENY 2015

Výroba EU, kompletní ceník na www.biologicals.cz v záložkách Produkty nebo E-shop

Katalogové číslo	Popis produktu	Sterilní/ barva	Způsob balení	Balení	Cena za balení bez DPH	Cena za jeden kus bez DPH
2-053-70-0	TOP-Line Filter Tip 0,5-20 µl	Yes/clear	Bag	5x1000	5 877 Kč	1,18 Kč
3.1	TOP-Line High Precision Filter Tips 1 - 300 µl					
2-114-96-0	TOP-Line Filter Tip 1-20 µl	Yes/clear	96-tip Rack	10x96	1 677 Kč	1,75 Kč
2-124-70-0	TOP-Line Filter Tip 1-20 µl	No/clear	Bag	5x1000	5 406 Kč	1,08 Kč
2-116-96-0	TOP-Line Filter Tip 1-30 µl	Yes/clear	96-tip Rack	10x96	1 677 Kč	1,75 Kč
2-126-70-0	TOP-Line Filter Tip 1-30 µl	No/clear	Bag	5x1000	5 406 Kč	1,08 Kč
2-111-96-0	TOP-Line Filter Tip 1-50 µl	Yes/clear	96-tip Rack	10x96	1 677 Kč	1,75 Kč
2-121-70-0	TOP-Line Filter Tip 1-50 µl	No/clear	Bag	5x1000	5 406 Kč	1,08 Kč
2-112-96-0	TOP-Line Filter Tip 1-100 µl	Yes/clear	96-tip Rack	10x96	1 677 Kč	1,75 Kč
2-122-70-0	TOP-Line Filter Tip 1-100 µl	No/clear	Bag	5x1000	5 406 Kč	1,08 Kč
2-113-96-0	TOP-Line Filter Tip 1-200 µl	Yes/clear	96-tip Rack	10x96	1 677 Kč	1,75 Kč
2-123-70-0	TOP-Line Filter Tip 1-200 µl	No/clear	Bag	5x1000	5 406 Kč	1,08 Kč
2-115-96-0	TOP-Line Filter Tip 5-230 µl	Yes/clear	96-tip Rack	10x96	1 677 Kč	1,75 Kč
2-125-70-0	TOP-Line Filter Tip 5-230 µl	No/clear	Bag	5x1000	5 977 Kč	1,19 Kč
3.2	TOP-Line High Precision Filter Tips 100 - 1000 µl					
2-209-06-2	TOP-Line Filter Tip 1000 µl short	Yes/clear blue	60-tip Rack	10x60	1 677 Kč	1,75 Kč
2-210-70-2	TOP-Line Filter Tip 1000 µl short	No/clear blue	Bag	5x1000	6 582 Kč	1,32 Kč
2-201-96-0	TOP-Line Filter Tip 1000 µl long	Yes/clear	96-tip Rack	10x96	1 945 Kč	2,02 Kč
2-211-70-0	TOP-Line Filter Tip 1000 µl long	No/clear	Bag	10x500	6 381 Kč	1,28 Kč
2-201-70-0	TOP-Line Filter Tip 1000 µl long	Yes/clear	Bag	10x500	7 086 Kč	1,42 Kč

Napište si o vzorky zdarma!

Premium-Line špičky – LOW RETENTION TIPS

Optimalizovaný kónus pro těsné nasazení na pipetu a snadné odhození špičky. **Objemové značky** přímo na špičce. **Dokonalé pipetování** bez ztrát objemu a vzorku díky zdokonalenému povrchu. Špičky i filtry z vysoce kvalitních plastů bez dalších aditiv.

Cat.No.	Description	Sterile/Colour	Pack Type	Sales Unit	CZK - bez DPH
Premium-Line Tips					
4-000-60-0	Premium-Line Tip 0.1-10 µl	no/clear	Bag	2x1000	870 Kč
4-000-81-0	Premium-Line Tip 0.1-10 µl	no/clear	Bag	20x1000	7 960 Kč
4-000-96-0	Premium-Line Tip 0.1-10 µl	no/clear	96-Rack	10x96	1 307 Kč
4-001-60-0	Premium-Line Tip 0.1-10 µl	yes/clear	Bag	2x1000	937 Kč
4-001-96-0	Premium-Line Tip 0.1-10 µl	yes/clear	96-Rack	10x96	1 327 Kč
4-050-60-0	Premium-Line Tip 0.5-10/20 µl	no/clear	Bag	2x1000	870 Kč
4-050-81-0	Premium-Line Tip 0.5-10/20 µl	no/clear	Bag	20x1000	7 960 Kč
4-050-96-0	Premium-Line Tip 0.5-10/20 µl	no/clear	96-Rack	10x96	1 307 Kč
4-051-60-0	Premium-Line Tip 0.5-10/20 µl	yes/clear	Bag	2x1000	937 Kč
4-051-96-0	Premium-Line Tip 0.5-10/20 µl	yes/clear	96-Rack	10x96	1 307 Kč
4-110-60-0	Premium-Line Tip 1-200 µl	no/clear	Bag	2x1000	837 Kč
4-110-81-0	Premium-Line Tip 1-200 µl	no/clear	Bag	20x1000	7 694 Kč
4-110-96-0	Premium-Line Tip 1-200 µl	no/clear	96-Rack	10x96	1 240 Kč
4-111-60-0	Premium-Line Tip 1-200 µl	yes/clear	Bag	2x1000	937 Kč
4-111-96-0	Premium-Line Tip 1-200 µl	yes/clear	96-Rack	10x96	1 307 Kč
4-200-50-0	Premium-Line Tip 100-1000 µl, long	no/clear	Bag	2x500	803 Kč
4-200-80-0	Premium-Line Tip 100-1000 µl, long	no/clear	Bag	20x500	7 358 Kč
4-200-96-0	Premium-Line Tip 100-1000 µl, long	no/clear	96-Rack	10x96	1 307 Kč
4-201-50-0	Premium-Line Tip 100-1000 µl, long	yes/clear	Bag	2x500	904 Kč
4-201-96-0	Premium-Line Tip 100-1000 µl, long	yes/clear	96-Rack	10x96	1 441 Kč
Premium-Line® Filter Tips					
5-001-96-0	Premium-Line Filter Tip 0.1-10 µl	yes/clear	96-Rack	10x96	2 013 Kč
5-001-70-0	Premium-Line Filter Tip 0.1-10 µl	yes/clear	Bag	5x1000	7 725 Kč
5-051-96-0	Premium-Line Filter Tip 0.5-20 µl	yes/clear	96-Rack	10x96	2 013 Kč
5-051-70-0	Premium-Line Filter Tip 0.5-20 µl	yes/clear	Bag	5x1000	7 725 Kč
5-114-96-0	Premium-Line Filter Tip 1-20 µl	yes/clear	96-Rack	10x96	2 013 Kč
5-114-70-0	Premium-Line Filter Tip 1-20 µl	yes/clear	Bag	5x1000	7 725 Kč
5-116-96-0	Premium-Line Filter Tip 1-30 µl	yes/clear	96-Rack	10x96	2 013 Kč
5-116-70-0	Premium-Line Filter Tip 1-30 µl	yes/clear	Bag	5x1000	7 725 Kč
5-111-96-0	Premium-Line Filter Tip 1-50 µl	yes/clear	96-Rack	10x96	2 013 Kč
5-111-70-0	Premium-Line Filter Tip 1-50 µl	yes/clear	Bag	5x1000	7 725 Kč
5-112-96-0	Premium-Line Filter Tip 1-100 µl	yes/clear	96-Rack	10x96	2 013 Kč
5-112-70-0	Premium-Line Filter Tip 1-100 µl	yes/clear	Bag	5x1000	7 725 Kč
5-113-96-0	Premium-Line Filter Tip 1-200 µl	yes/clear	96-Rack	10x96	2 013 Kč
5-113-70-0	Premium-Line Filter Tip 1-200 µl	yes/clear	Bag	5x1000	7 725 Kč
5-201-96-0	Premium-Line Filter Tip 100-1000 µl long	yes/clear	96-Rack	10x96	2 248 Kč
5-201-70-0	Premium-Line Filter Tip 100-1000 µl long	yes/clear	Bag	10x500	8 733 Kč

Napište si o vzorky zdarma!

One Touch špičky

Špičky "One Touch" od firmy Sorenson BioScience udělají z Vašich pipet ergonomické pipety nejvyšší kvality. Špičky jsou ze dvou různých materiálů. Vrchní část je měkká, umožňuje snadné a těsné nasazení špičky i její snadné odhození. Spodní je z nejkvalitnějšího tvrdého polypropylenu pro přesné pipetování. Špičky jsou vhodné i pro multikanálové pipety. Barevné kódování dle pipetovaného objemu: **Červený okraj** = 10ul (1-20ul), **Žlutý okraj** = 200ul (1-330ul), **Modrý okraj** = 1000ul (50-1250ul).



Kat. č.	Popis	Balení	Cena
10300	One Touch špičky 10 µl (0,5 – 20 µl), nesterilní	10 x 96 ks, krabičky	1 370 Kč
10310	One Touch špičky 10 µl (0,5 – 20 µl), sterilní	10 x 96 ks, krabičky	1 430 Kč
10390	One Touch špičky 10 µl (0,5 – 20 µl), sterilní	10 x 96 ks, ekologické E-DEK krabičky	1 430 Kč
10320	One Touch špičky s filtrem 10 µl, (0,5 – 20 µl), sterilní	10 x 96 ks, krabičky	2 836 Kč



Kat. č.	Popis	Balení	Cena
10330	One Touch špičky 200 µl (1– 330 µl), nesterilní	10 x 96 ks, krabičky	1 370 Kč
10340	One Touch špičky 200 µl (1– 330 µl), sterilní	10 x 96 ks, krabičky	1 430 Kč
10410	One Touch špičky 200 µl (1– 330 µl), sterilní	10 x 96 ks, ekologické E-DEK krabičky	1 430 Kč
10350	One Touch špičky s filtrem 200 µl (1– 330 µl), sterilní	10 x 96 ks, krabičky	2 836 Kč



Kat. č.	Popis	Balení	Cena
10360	One Touch špičky 1000 µl, nesterilní	8 x 96 ks, krabičky	1 370 Kč
10370	One Touch špičky 1000 µl, sterilní	8 x 96 ks, krabičky	1 430 Kč
10380	One Touch špičky s filtrem 1000 µl, sterilní	8 x 96 ks, krabičky	2 836 Kč



Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Špičky s filtrem, MultiGuard – Sorenson

Špičky jsou vyrobeny z prvotřídního polypropylenu. **Certifikovány „Human DNA Free“**. Hydrofobní filtr zabraňuje kontaminaci pipet a vzorků při pipetování. Pro správnou laboratorní praxi (GLP, GMP) si můžete na stránkách výrobce stáhnout certifikáty pro každou šarži výrobku - **Quality Assurance**. Špičky také v provedení **Low Binding**, které jsou vyrobené ze speciálního, vysoce čistého polypropylenu tak, aby měly nízkou smáčivost. Další varianty špiček naleznete na stránkách výrobce: www.sorbio.com nebo na: www.biologicals.cz/e-shop.

Špičky s filtrem 0,1 – 10 µl, Ultra, sterilní, 10 x 96 ks
Katalogové číslo: 28200, cena: **2 524 Kč**



Špičky s filtrem 0,1 – 10 µl, Long, sterilní, 10 x 96 ks
Katalogové číslo: 38000, cena: **2 524 Kč**



Špičky s filtrem 0,5 – 10 µl, sterilní, 10 x 96 ks
Katalogové číslo: 15020, cena: **2 524 Kč**



Špičky s filtrem 0,5 – 20 µl, sterilní, 10 x 96 ks
Katalogové číslo: 14210, cena: **2 524 Kč**



Napište si o vzorky zdarma!

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Špičky s filtrem 1 – 100 µl, sterilní, 10 x 96 ks
Katalogové číslo: 36060, cena: **2 524 Kč**



Špičky s filtrem 1 – 200 µl, sterilní, 10 x 96 ks
Katalogové číslo: 14220, cena: **2 524 Kč**



Špičky s filtrem 100 – 1000 µl, sterilní, 10 x 100 ks
Katalogové číslo: 14200, cena: **2 623 Kč**



Špičky s filtrem 50 – 1250 µl, sterilní, 8 x 96 ks
Katalogové číslo: 34000, cena: **2 623 Kč**



Napište si o vzorky zdarma!

Více na: www.biologicals.cz/e-shop
www.sorbio.com

Ceny jsou uvedeny bez DPH.


Gel loading tips – s filtrem i bez



Špičky s novým designem pro nanášení vzorků na gel a všude tam, kde je málo místa pro manipulaci se vzorkem. Materiál špiček je v kvalitě - "low retention" pro omezení ztrát vzorků. **Průměr konce 0.7 mm. Verze s filtrem obsahuje nově vyvinuté filtry s velikostí pórů pouhých 4 až 6 mikronů!** Špičky jsou k dispozici balené v sáčcích či v krabičkách, sterilní i nesterilní. **Certifikovány „Free of Dnase, Rnase a PCR inhibitors“.** Díky modernímu designu lze použít pro celou škálu digitálních pipet. **Napište si o vzorky zdarma!**

Kat. číslo	Popis	Cena
1-130-50-0	„Gelloader Tips“ – špičky pro nanášení gelů, 200 µl, nesterilní, 1000 ks, sáček, čiré	2 349 Kč
1-130-96-0	„Gelloader Tips“ – špičky pro nanášení gelů, 200 µl, nesterilní, 10 x 96 ks, krabičky, čiré	2 853 Kč
1-131-96-0	„Gelloader Tips“ – špičky pro nanášení gelů, 200 µl, sterilní, 10 x 96 ks, krabičky, čiré	3 357 Kč
2-132-96-0	„Gelloader Filter Tips“ – špičky s filtrem pro nanášení gelů, 100 µl, nesterilní, 10 x 96 ks, krabičky, čiré	4 029 Kč
2-133-96-0	„Gelloader Filter Tips“ – špičky s filtrem pro nanášení gelů, 100 µl, sterilní, 10 x 96 ks, krabičky, čiré	4 365 Kč

Špičky pro vyjmutí vzorků z elektroforetických gelů



Rozměry konce špičky 4 x 1 mm (kat. č. 999068) a 6,5 x 1 mm (kat. č. 999070). Díky modernímu designu lze použít pro celou škálu pipet - 1000 µl. **Certifikovány „Dnase a Rnase Free“.** Autoklávovatelné. Balení 250 ks/sáček. **Cena 4 209 Kč.**

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Špičky 200 µl a 1000 µl – široké ústí



Špičky 200 µl (50 mm) a 1000 µl (67 mm) standardní; 200 µl (91,2 mm) a 1000 µl (88 mm) dlouhé, sterilní/nesterilní, v sáčku nebo v krabičkách. **Široké ústí špiček.** Vhodné pro pipetování nestálých buněčných suspenzí a makromolekul jako DNA. Ideální pro vysoce viskózní kapaliny.

Kat. číslo	Popis	Cena
077157	Špičky 200 µl – široké ústí (50 mm), standard, sáček, 1000 ks, nesterilní	1 249 Kč
077158	Špičky 200 µl – široké ústí (50 mm), standard, krabička, 10 x 96 ks, nesterilní	1 715 Kč
077159	Špičky 200 µl – široké ústí (50 mm), standard, krabička, 10 x 96 ks, sterilní	1 820 Kč
038162	Špičky 200 µl – široké ústí (91,2 mm), dlouhé, sáček, 1000 ks, nesterilní	1 494 Kč
038163	Špičky 200 µl – široké ústí (91,2 mm), dlouhé, krabička, 8 x 96 ks, nesterilní	2 199 Kč
038164	Špičky 200 µl – široké ústí (91,2 mm), dlouhé, krabička, 8 x 96 ks, sterilní	2 458 Kč
077160	Špičky 1000 µl – široké ústí (67 mm), standard, sáček, 1000 ks, nesterilní	1 405 Kč
077161	Špičky 1000 µl – široké ústí (67 mm), standard, krabička, 10 x 100 ks, nesterilní	1 820 Kč
077162	Špičky 1000 µl – široké ústí (67 mm), standard, krabička, 10 x 100 ks, sterilní	1 998 Kč
077163	Špičky 1000 µl – široké ústí (88 mm), dlouhé, sáček, 1000 ks, nesterilní	1 549 Kč
077164	Špičky 1000 µl – široké ústí (88 mm), dlouhé, krabička, 10x 100 ks, nesterilní	1 925 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Špičky s filtrem Solvent Safe




Špičky 20 μ l, 200 μ l a 1000 μ l, sterilní/nesterilní, v krabičkách nebo sáčcích. **Filtr na bázi aktivního uhlí.** Pipety jsou chráněny od par organických rozpouštědel: chloroformu, fenolu, acetonu, benzenu, toluenu, THF aj. Nahradí skleněné i Pasteurovy pipety.

Kat. číslo	Popis	Cena
038152	Špičky s filtrem Solvent Safe 20 μ l, sterilní, krabička, 4 x 96 ks	2 900 Kč
038153	Špičky s filtrem Solvent Safe 200 μ l, sterilní, krabička, 4 x 96 ks	3 008 Kč
038154	Špičky s filtrem Solvent Safe 1000 μ l, sterilní, krabička, 4 x 96 ks	3 676 Kč
038155	Špičky s filtrem Solvent Safe 20 μ l, nesterilní, sáček, 500 ks	2 918 Kč
038156	Špičky s filtrem Solvent Safe 200 μ l, nesterilní, sáček, 500 ks	2 918 Kč
038157	Špičky s filtrem Solvent Safe 1000 μ l, nesterilní, sáček, 500 ks	3 600 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Rackbox - krabičky pro pipetovací špičky



Snadné otevírání a zavírání. Pevný zavírací systém. Krabičky ve formátu 8 x 12 a 6 x 10 ks. Univerzální, kompatibilní s jedno i více-kanálovými pipetami (mezery 9 mm).

Kat. číslo	Popis	Cena
4-500-00-0	Krabičky pro pipetovací špičky 0,1 - 20 μ l (8 x 12), 10 ks, AHN	400 Kč
4-500-01-0	Krabičky pro pipetovací špičky 200 μ l (8 x 12), 10 ks, AHN	
4-501-00-0	Krabičky pro pipetovací špičky 300 μ l (8 x 12), 10 ks, AHN	
4-502-00-0	Krabičky pro pipetovací špičky 1000 μ l (8 x 12), 10 ks, AHN	
4-503-00-0	Krabičky pro pipetovací špičky 1000 μ l, short (6 x 10), 10 ks, AHN	

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Velký výběr digitálních pipet!

Již od 1 459 Kč



Více na: www.biologicals.cz/e-shop

Semi-Automated Pipettor - pipetovací robot, Sorenson BioScience, Inc.



Chcete ušetřit Váš čas? Vyzkoušejte praktického a snadno ovladatelného pipetovacího robota, díky kterému budete znát Vaše výsledky mnohem dříve. Pipetovací rozsah 1 – 250 μ l.

Semi-Automated Pipettor - pipetovací robot Benchtop Multi. Robotické manipulační rameno. 96 nebo 384kanálová pipetovací hlava. Pipetování pomocí špiček **One Touch** 200 μ l (s filtry nebo bez). Pipetovací rozsah 1 μ l až 250 μ l. Velmi praktický a přesný. Rozděluje vzorky pouhým jedním pohybem páky. Rozměry 21,6 x 45,7 x 43,2 cm. Váha 9,5 kg. Teplotní rozmezí 10 – 37 °C. Kalibrace. Přenosný a snadno ovladatelný.

Cena na dotázání.

Více na: www.biologicals.cz/e-shop/

www.sorbio.com

Mikrozkumavky Plastik Biologicals, Sorenson a Eppendorf



Katalog. č.	Popis	Cena
12000s	Mikrozkumavky 2,0 ml, čiré, 400 ks/sáček, Sorenson	677 Kč
12060s	Mikrozkumavky 2,0 ml, směs barev (Rainbow Pack), 400 ks/sáček, Sorenson	715 Kč
3-204-85-0	Mikrozkumavky 2,0 ml, čiré, 1000 ks/sáček, balení 8 x 1000 ks, AHN, Německo	5 104 Kč
0030 108.132	Mikrozkumavky Protein LoBind, 2,0 ml, 100 ks, Eppendorf	372 Kč
0030 108.078	Mikrozkumavky DNA LoBind, 2,0 ml, 250 ks, Eppendorf	382 Kč
0030 123.344	Mikrozkumavky 2,0 ml Safe-Lock, 1000 ks, Eppendorf	1 460 Kč

Katalog. č.	Popis	Cena
11510s	Mikrozkumavky 1,7 ml, čiré, 500 ks/sáček, Sorenson	636 Kč
11590s	Mikrozkumavky 1,7 ml, směs barev (Rainbow Pack), 500 ks/sáček, Sorenson	657 Kč
17040	Mikrozkumavky 1,7 ml, čiré, 1000 ks/sáček, Sorenson	857 Kč
39640Ts	Mikrozkumavky 1,7 ml, Low binding, čiré, 2500 ks/sáček, Sorenson	4 997 Kč

Katalog. č.	Popis	Cena
16130s	Mikrozkumavky 1,5 ml, Tab Top, čiré, 500 ks/sáček, Sorenson	655 Kč
3-205-85-0	Mikrozkumavky 1,5 ml, čiré, balení 8 x 1000 ks, AHN, Německo	4 902 Kč
0030 108.116	Mikrozkumavky Protein LoBind, 1,5 ml, 100 ks, Eppendorf	240 Kč
0030 108.051	Mikrozkumavky DNA LoBind, 1,5 ml, 250 ks, Eppendorf	323 Kč
0030 125.215	Mikrozkumavky 1,5 ml, s víčkem, bezbarvé, PCR čisté, 1000 ks, Eppendorf	951 Kč
0030 123.328	Mikrozkumavky 1,5 ml Safe-Lock, 1000 ks, Eppendorf	1 068 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH



Katalog. č.	Popis	Cena
11150s	Mikrozkumavky 0,65 ml, čiré, 1000 ks/sáček, Sorenson	1 210 Kč
11300s	Mikrozkumavky 0,65 ml, Low binding, čiré, 1000 ks/sáček, Sorenson	2051 Kč
15160A	PCR mikrozkumavky 0,65 ml, ploché víčko, čiré, 1000 ks/sáček, Sorenson	1 504 Kč
0030 123.301	Mikrozkumavky 0,5 ml Safe-Lock, 500 ks, Eppendorf	1 068 Kč

Katalog. č.	Popis	Cena
3-115-50-0	Mikrozkumavky 0,5 ml, čiré, nesterilní, sáček, 1000 ks, AHN, Německo	971 Kč
3-010-50-0/ 3-020-50-0	PCR zkumavky 0,2 ml, rovné víčko/vypouklé víčko, čiré, nesterilní, sáček, 1000 ks, i v barevných variantách, AHN, Německo	1005 Kč
3-110-50-0/ 3-120-50-0	PCR zkumavky 0,5 ml, rovné víčko/vypouklé víčko, čiré, nesterilní, sáček, 1000 ks, i v barevných variantách, AHN, Německo	1005 Kč 971 Kč
0030 108.094	Mikrozkumavky Protein LoBind, 0,5 ml, 100 ks, Eppendorf	304 Kč
0030 108.035	Mikrozkumavky DNA LoBind, 0,5 ml, 250 ks, Eppendorf	588 Kč
16950A	PCR mikrozkumavky 0,2 ml, ULTRATUBE, ploché víčko, čiré, 1000 ks/sáček, Sorenson	1 230 Kč



Více na: www.biologicals.cz/e-shop

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Centrifugační 15 ml a 50 ml zkumavky

Objemová stupnice a bílá popisovací plocha pro snazší identifikaci vzorků. Kónický tvar. Validované pro centrifugaci až do 9400 x g. Vhodné pro většinu standardních centrifug. Materiál polypropylén.



Kat. č.	Popis	Cena
10-0152	15 ml zkumavky s těsnícím víčkem, sterilní, sáček, 500 ks, BIOLOGIX	2 035 Kč
10-0815	15 ml zkumavky s těsnícím víčkem, nesterilní, sáček, 500 ks, BIOLOGIX	1 870 Kč
10-0501	50 ml zkumavky s těsnícím víčkem, sterilní, stojánek, 500 ks, BIOLOGIX	3 905 Kč
10-0502	50 ml zkumavky s těsnícím víčkem, sterilní, sáček, 500 ks, BIOLOGIX	3 520 Kč
10-0850	50 ml zkumavky s těsnícím víčkem, nesterilní, sáček, 500 ks, BIOLOGIX	3 300 Kč
10-0152M	15 ml zkumavky s těsnícím víčkem, sterilní, sáček, 50 ks, BIOLOGIX	240 Kč
10-0502M	50 ml zkumavky s těsnícím víčkem, sterilní, sáček, 50 ks, BIOLOGIX	387 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Zkumavky se šroubovacími uzávěry



Kat. č.	Popis	Cena
81-0204	Mikrozkumavky 2,0 ml, samostojící, 1000 ks, nesterilní	990 Kč
81-0203	Mikrozkumavky 2,0 ml, kónické, 1000 ks, nesterilní	990 Kč
81-0153	Mikrozkumavky 1,5 ml, kónické, 1000 ks, nesterilní	990 Kč
81-0154	Mikrozkumavky 1,5 ml, samostojící, 1000 ks, nesterilní	990 Kč
81-0054	Mikrozkumavky 0,5 ml, samostojící, 1000 ks, nesterilní	935 Kč
81-0053	Mikrozkumavky 0,5 ml, kónické, 1000 ks, nesterilní	935 Kč
81-0000	Šroubovací uzávěry, bezbarvé, 1000 ks	968Kč
81-0001	Šroubovací uzávěry, červené, 1000 ks	
81-0002	Šroubovací uzávěry, zelené, 1000 ks	
81-0003	Šroubovací uzávěry, modré, 1000 ks	
81-0004	Šroubovací uzávěry, žluté, 1000 ks	
81-0005	Šroubovací uzávěry, barevné, 1000 ks	
12400	Mikrozkumavky 0,65 ml, samostojící, sterilní, 500 ks, sáček	3 923 Kč
12680	Mikrozkumavky 1,7 ml, kónické, sterilní, 500 ks, sáček	3 923 Kč
12540	Mikrozkumavky 1,7 ml, samostojící, sterilní, 500 ks, sáček	3 923 Kč
13120	Mikrozkumavky 2,0 ml, kónické, sterilní, 500 ks, sáček	3 849 Kč
12980	Mikrozkumavky 2,0 ml, samostojící, sterilní, 500 ks, sáček	3 849 Kč
15490	Šroubovací uzávěry, čiré, 1000 ks, sáček, nesterilní	2 538 Kč

UŠETŘETE S NÁKUPEM EPPENDORF!!

TRVALÁ SLEVA 5 % na veškerý spotřební materiál a pipety v e-shopu www.biologicals.cz/e-shop při současném nákupu jakékoliv kombinace produktů Eppendorf v ceně nad 40 tis. Kč bez DPH!!! Sleva z jednoho nákupu platí i pro všechny budoucí objednávky až do 31. 12. 2015. Objednávky není nutné realizovat přes e-shop.

Nyní NOVINKA 5 ml zkumavky Eppendorf!! Také v kvalitě LoBind.



Více na: <http://www.biologicals.cz/e-shop> v záložce Produkty Eppendorf

Lépe jste své vzorky dosud neskladovali!

ID-Color™ krabičky do mrazáků:

Pouze za 695 Kč (balení 5 krabiček různých barev)



Praktická moderní krabička ID-Color pro uskladnění vzorků včetně plastové mřížky. Pro 100 a 81 zkumavek 1,5/2 ml i 0,5 ml. Balení 5 krabiček různých barev: oranžová, modrá, zelená, žlutá, bílá. Materiál - kartón s odolným plastovým potahem. Vnitřní mřížka z odolného plastu. **Víko pevně připojeno pantem. Snadné a rychlé hledání vzorků, víko, dno i strany označeny čísly a písmeny.**

Kat.č. **90-6281***ID-Color krabičky na 81 zkumavek 1,5 a 2 ml. Rozměry 133,6 x 133,6 x 49 mm.

Kat.č. **90-6200***ID-Color krabičky na 100 zkumavek 1,5 a 2 ml. Rozměry 133,6 x 133,6 x 49 mm.

Kat.č. **90-6100***ID-Color krabičky na 100 zkumavek 0,5 ml. Rozměry 133 x 133 x 36 mm.


Polypropylenové krabičky:



Polypropylénová krabička pro uskladnění vzorků, pro 100 zkumavek, 1,5/2 ml. Balení 5 krabiček různých barev (červená, modrá, zelená, žlutá a bezbarvá). Otvírací víko, alfanumerické kódování. Rozměry 140 x 140 x 54 mm.

Katalogové číslo: 90-9100

Cena: 600 Kč



Polypropylénová krabička pro uskladnění vzorků, pro 81 zkumavek, 1,5/2 ml. Balení 5 krabiček různých barev (červená, modrá, zelená, žlutá a bezbarvá). Alfanumerické kódování. Rozměry 132 x 132 x 51 mm.

Katalogové číslo: 90-9081

Cena: 500 Kč



Polypropylénová krabička pro uskladnění vzorků, pro 25 zkumavek, 1,5/2 ml. Balení 5 krabiček různých barev (červená, modrá, zelená, žlutá, bezbarvá). Alfanumerické kódování. Rozměry 75,7 x 75,7 x 51 mm.

Katalogové číslo: 90-9025

Cena: 440 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Polykarbonátové krabičky:



Polykarbonátová krabička pro uskladnění vzorků.
Pro 81 nebo pro 100 zkumavek, 1,5/ 2 ml.
Balení 4 krabiček různých barev (červená, modrá, zelená a žlutá). Alfanaumerické kódování.
Rozměry 132 x 132 x 52 mm.

Katalogové číslo: 90-9009 (pro 81 zkumavek)

Katalogové číslo: 90-9210 (pro 100 zkumavek)

Cena: 638 Kč



Polykarbonátová krabička pro uskladnění vzorků.
Pro 25 zkumavek, 1,5/2 ml. Balení 4 krabiček
různých barev (červená, modrá, zelená a žlutá).
Alfanaumerické kódování.

Rozměry 75,7 x 75,7 x 52 mm.

Katalogové číslo: 90-9250

Cena: 520 Kč

Bílé kartónové krabičky:



90-1281	Krabička pro 81 zkumavek 1,5 ml a 2 ml, včetně mřížky	55 Kč
90-1200	Krabička pro 100 zkumavek 1,5 ml a 2 ml, včetně mřížky	55 Kč
90-1381	Krabička pro 81 zkumavek 1,5 ml, 2 ml a 4 ml, včetně mřížky	67 Kč
90-1300	Krabička pro 100 zkumavek 1,5 ml, 2 ml a 4 ml, včetně mřížky	67 Kč
90-5016	Krabička pro 16 zkumavek, 50 ml, včetně mřížky	99 Kč
90-1536	Krabička pro 36 zkumavek, 15 ml, včetně mřížky	99 Kč

Linkování na obalu pro snazší popis a orientaci.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Bílé kartónové krabičky s plastovým potahem:



90-2281	Krabička pro 81 zkumavek 1,5 ml a 2 ml, včetně mřížky	66 Kč
90-2200	Krabička pro 100 zkumavek 1,5 ml a 2 ml, včetně mřížky	66 Kč
90-2381	Krabička pro 81 zkumavek 1,5 ml, 2 ml a 4 ml, včetně mřížky	78 Kč
90-2300	Krabička pro 100 zkumavek 1,5 ml, 2 ml a 4 ml, včetně mřížky	78 Kč

Barevné kartónové krabičky:



Balení 5 krabiček různých barev (červená, modrá, zelená, žlutá a bílá).
Materiál - hydrofobní bílý kartón, linkování na obalu pro snazší popis a orientaci.

90-5281	Krabička pro 81 zkumavek 1,5 ml a 2 ml, včetně mřížky, 5 ks	330 Kč
90-5200	Krabička pro 100 zkumavek 1,5 ml a 2 ml, včetně mřížky, 5 ks	330 Kč



Stojánek pro 80 mikrozkušavek, 1,5/2 ml. Číselné značení, 5 x 16 pozic. Materiál polypropylén. Balení 5 ks v různých barvách (modrá, žlutá, červená, zelená a fialová). Rozměry: 209 x 66 x 27,2 mm. Autoklávovatelné.


Katalogové číslo: 90-8009

Cena: 440 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Lépe jste své vzorky dosud neskladovali!

Kompletní program pro mrazáky a hlubokomrazící boxy



Kartónové, potažené plastem i celoplastové krabičky do mrazáku s mřížkou již **od 55 Kč za kus** bez DPH. Kryozkumavky, stojany do mrazících boxů s vysouvacími policemi.



Více na: www.biologicals.cz/e-shop v záložce Produkty - Freezer program

PCR program

PCR mikrokumavky, PCR mikrokumavky ve stripech MIKROTITRAČNÍ DESTIČKY

Nabízíme laboratorní **plastik AHN** vyrobený v Německu

- precizní práce za bezkonkurenční ceny

Laboratorní plastik značky **Sorenson (USA)**

- špičková kvalita za rozumné ceny!

Plastik "Sorenson" je certifikován jako "**Human DNA free**"

- zvažte výhody jeho používání ve Vaší laboratoři.

Nově **PCR plastik Eppendorf!** V nabídce e-shopu jsou nejprodávanější položky katalogu. Pokud jste si nevybrali. Stáhněte si katalogy a vybírejte z tisíců položek.



Více na: www.biologicals.cz/e-shop v záložce Produkty - **Plastik pro PCR**

Více na: <http://www.biologicals.cz/e-shop> v záložce Produkty - **Mikrotitrační destičky**


Vaničky na reagentie



Vaničky k jedno/vícekanálovým pipetám – Solution Basin,
50 ml, sterilní, PS, balení 50 ks (BIOLOGIX)

K. č.: 25-0051

1 210 Kč



Vaničky k jedno/vícekanálovým pipetám – Solution Basin,
50 ml, nesterilní, PVC, balení 100 ks (BIOLOGIX)

K. č.: 25-0052

650 Kč



12 - ti kanálové pipetovací vaničky – Solution Basin,
nesterilní, PP, 5 barev, balení 25 ks (BIOLOGIX)

K. č.: 25-1202

990 Kč



Vaničky k jedno/vícekanálovým pipetám – Solution Basin,
25 ml nebo 100 ml, sterilní, PS, balení 50 ks (BIOLOGIX)

K. č.: 25-1100 (100 ml) **1290 Kč**

K.č. 25-1025 (25 ml) **1210 Kč**

Nádobka pro pipetované reagentie, 100 ml, Sorenson

K. č. Popis

cena

39960	Individuálně balená, sterilní, 100 ks/balení	2 223 Kč
39970	Balená po 5 ks, sterilní, 40 balení (200 ks)	3 375 Kč
39980	Nesterilní, 100 ks, sáček	1 317 Kč



Nádobka pro pipetované reagentie, 55 ml, Sorenson

39930	Individuálně balená, sterilní, 80 ks v balení	2 223 Kč
39940	Balená po 5 ks, sterilní, 32 balení (160 ks)	3 128 Kč
39950	Nesterilní, 100 ks v balení	1 482 Kč



Nádobka pro pipetované reagentie, 25 ml, Sorenson

39900	Individuálně balená, sterilní, 100 ks/balení	1 996 Kč
39910	Balená po 5 ks, sterilní, 40 balení (200 ks)	3 128 Kč
39920	Nesterilní, 100 ks v balení	1 568Kč



Ceny jsou uvedeny bez DPH.

MIKROBIOLOGIE

Inokulační klička - Inoculating Loop, 1 µl, polystyren, sterilní, 250 ks




Katalogové číslo: 65-0001

Cena: **275 Kč**

Při koupi 4 balení **sleva 15 %** - 234 Kč/balení

Při koupi 20 balení a více **sleva 17 %** - 230,50 Kč/balení

Inokulační klička - Inoculating Loop, 10 µl, polystyren, sterilní, 250 ks




Katalogové číslo: 65-0010

Cena: **303 Kč**

Při koupi 4 balení **sleva 23 %** - 234 Kč/balení

Při koupi 20 balení a více **sleva 24 %** - 230,50 Kč/balení

Inokulační jehla – Inoculating Needle, polystyren, sterilní, 250 ks



Katalogové číslo: 65-0002

Cena: **303 Kč**

Při koupi 4 balení **sleva 28 %** - 220 Kč/balení

Při koupi 20 balení a více **sleva 29 %** - 217,50 Kč/balení

Hokejky – Cell Spreader, sterilní, 250 ks



Katalogové číslo: 65-1010

Cena: **514 Kč**

Při koupi 2 balení **sleva 9 %** - 468 Kč/balení

Hokejky – Cell Spreader, sterilní, individuálně balené, 500 ks




Katalogové číslo: 65-1001

Cena: **990 Kč**

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

MIKROBIOLOGIE


Petriho misky, 60 x 15 mm, balení 500 ks



Katalogové číslo: 66-1560

Cena: **1 859 Kč**

Petriho misky, 100 x 15 mm, balení 500 ks



Katalogové číslo: 66-1501

Cena: **2 981 Kč**

TKÁŇOVÉ KULTURY

Štěrky pro tkáňové kultury – Cell Scraper, 25 cm, balení 100 ks, sterilní



Katalogové číslo: 70-1180 - 18 cm

Katalogové číslo: 70-1250 - 25 cm

Cena: **1 089 Kč**

Škrabátka pro tkáňové kultury – Cell Lifter, balení 100 ks, sterilní



Katalogové číslo: 70-2180

Cena: **1 089 Kč**

Pasteurovy pipety, sterilní, individuálně balené, nebo nesterilní, 500 ks



Katalogové číslo: 30-0135A1 – 1 ml sterilní

Katalogové číslo: 30-0138A1 – 3 ml sterilní

Cena: **1 188 Kč**

Katalogové číslo: 30-0135 – 1 ml nesterilní

Katalogové číslo: 30-0138 – 3 ml nesterilní

Cena: **390 Kč**

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

TKÁŇOVÉ KULTURY



Sítka pro tkáňové kultury – Cell Strainer, 100 µm, balení 50 ks



Individuálně balené
Katalogové číslo: 15-1100
Cena: **2 145 Kč**
Při koupi 2 balení **sleva 31 %** - 1 500 Kč/balení

Sítka pro tkáňové kultury – Cell Strainer, 70 µm, balení 50 ks



Individuálně balené
Katalogové číslo: 15-1070
Cena: **2 145 Kč**
Při koupi 2 balení **sleva 31 %** - 1 500 Kč/balení

Sítka pro tkáňové kultury – Cell Strainer, 40 µm, balení 50 ks



Individuálně balené
Katalogové číslo: 15-1040
Cena: **2 145 Kč**
Při koupi 2 balení **sleva 31 %** - 1 500 Kč/balení

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Plastové kádinky



Průhledné, autoklávovatelné, PP, vyznačená objemová stupnice, tři nalévací hubice.

Kádinky, 1000 ml, balení 5 ks (BIOLOGIX)

Katalogové číslo: 93-1000

138 Kč

Kádinky, 800 ml, balení 5 ks (BIOLOGIX)

Katalogové číslo: 93-0800

116 Kč

Kádinky, 400 ml, balení 5 ks (BIOLOGIX)

Katalogové číslo: 93-0400

99 Kč

Kádinky, 250 ml, balení 10 ks (BIOLOGIX)

Katalogové číslo: 93-0250

132 Kč

Kádinky, 100 ml, balení 10 ks (BIOLOGIX)

Katalogové číslo: 93-0100

99 Kč

Kádinky, 50 ml, balení 10 ks (BIOLOGIX)

Katalogové číslo: 93-0050

94 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Popisovací štítky



Popisovací CRYO štítky a štítky pro laserovou tiskárnu Různé velikosti, výběr z několika barev a balení.

Štítky jsou navrženy na mikrozkušavky, kryozkušavky, mikroskopická sklíčka, krabičky a jiné nádoby. Voděodolné, odolné na UV a gamma záření. Jsou určeny pro dlouhodobé skladování v hluboko mrazících boxech a do tekutého dusíku, odolné vařící vodě, autoklávovatelné. Teplotní rozmezí od -196 °C do + 120 °C.



Více na: <http://www.biologicals.cz/e-shop> v záložce Produkty - Popisovací štítky

Startovací balíček s tiskárnou Zebra GX430T

Termotransférové tiskárny se specializovaným softwarem poskytují komfortnější řešení, více možností výběru a kvalitnější tisk.

Akce do 31. 12. 2015!



Balíček obsahující tiskárnu Zebra GX430T, kabely, profesionální tiskový software pro tisk nálepek a čárových kódů, role pro 5000 nálepek dle výběru a pásku Smudge-Proof resin 244'.

Cena balíčku je 33 049 Kč bez DPH (39 990 Kč s DPH)!

Vyšetřovací rukavice latexové, bez pudru - HANDCARE Lite, 100 ks

Katalogové číslo: 811 003 72



Vyšetřovací rukavice nitrilové, bez pudru – Nitricare, bílé a modré, 100 ks

Katalogové číslo: 820 002 3/4



Velikosti: XS, S, M, L, XL

Cena: 130 Kč bez DPH!

Gradient & Fractionator Systems

Gradient Forming



- méně než 2 minuty
- 6 identických gradientů
- **pro různé použití** - sacharózu, glycerol, Optiprep®, Nycodenz®, Ficoll®, Percoll®, metrizamid, Renografin®, NaCl, CsCl, NaAc nebo KCl

Fractionator



- vyvinut vědci, kteří běžně dělali 6 - 30 gradientů za den
- 6 typů

The Gradient Station



Kombinace Fractionation & Gradient Forming (2 stroje v jednom!)

Detekce UV, vlastní software a gradient list

Více na: www.biologicals.cz/e-shop

Favorgen – Izolace DNA a RNA

Plasmid Extraction Kit

Cat. No.	Product Name	Kč bez DPH
FAPDE 100	Plasmid DNA Extraction Mini Kit (100prep)	1 853 Kč
FAPDE 300	Plasmid DNA Extraction Mini Kit (300prep)	4 632 Kč
FAPDE 001	Plasmid DNA Extraction Mini Kit (100prep)	2 594 Kč
FAPDE 001-1	Plasmid DNA Extraction Mini Kit (300prep)	6 484 Kč
FAPDE 002	Plasmid DNA Extraction Midi Kit (25prep), Ion Exchange	7 410 Kč
FAPDE 002-1	Plasmid DNA Extraction Midi Kit (50prep), Ion Exchange	13 894 Kč
FAPDE 002-EF	Plasmid DNA Extraction Midi Kit (25prep), EndoToxinFree, Ion Exchange	8 337 Kč
FAPDE 003	Plasmid DNA Extraction Maxi Kit (10prep), Ion Exchange	6 484 Kč
FAPDE 003-1	Plasmid DNA Extraction Maxi Kit (20prep), Ion Exchange	11 597 Kč
FAPDE 003-EF	Plasmid DNA ExtractionMaxi Kit (10prep), EndoToxinFree, Ion Exchange	7 410 Kč
FAPDE 005	Plasmid DNA Extraction Maxi Kit (10prep)-spin column	2 594 Kč
FAPDE 005-1	Plasmid DNA Extraction Maxi Kit (20prep)-spin column	4 446 Kč
FAFTE 001	Plasmid DNA Extraction Maxi Kit (4prep), FavorFilter, Ion Exchange	3 261 Kč
FAFTE 001-1	Plasmid DNA Extraction Maxi Kit (10prep), FavorFilter, Ion Exchange	6 966 Kč
FAFTE 001-EF	Plasmid DNA Extraction Maxi Kit (4prep), FavorFilter, Endotoxin Free, Ion Exchange	3 520 Kč
FAFTE 001-1-EF	Plasmid DNA Extraction Maxi Kit (10prep), FavorFilter, Endotoxin Free, Ion Exchange	7 410 Kč

DNA Fragment Extraction Kit

Cat. No.	Product Name	Kč bez DPH
FAGCK 001	GEL/PCR Purification Mini Kit (100prep)	1 853 Kč
FAGCK 001-1	GEL/PCR Purification Mini Kit (300prep)	4 632 Kč
FAPCK 001	PCR Clean-Up Mini Kit (50prep)	1 297 Kč
FAPCK 001-1	PCR Clean-Up Mini Kit (200prep)	4 446 Kč
FAGPK 001	GEL Purification Mini Kit (50prep)	1 297 Kč
FAGPK 001-1	GEL Purification Mini Kit (200prep)	4 446 Kč
FAMPK 001	MicroElute PCR Clean Up Kit (50prep)	1 668 Kč
FAMPK 001-1	MicroElute PCR Clean Up Kit (200prep)	5 558 Kč
FAMGK 001	MicroElute GEL Purification Kit (50prep)	1 668 Kč
FAMGK 001-1	MicroElute GEL Purification Kit (200prep)	5 558 Kč
FAEPK 001	MicroElute GEL/PCR Purification Kit (50prep)	2 038 Kč
FAEPK 001-1	MicroElute GEL/PCR Purification Kit (200prep)	6 966 Kč

Blood Genomic DNA

Cat. No.	Product Name	Kč bez DPH
FABGK 100	Blood Genomic DNA Extraction Mini Kit (100prep)	4 187 Kč
FABGK 300	Blood Genomic DNA Extraction Mini Kit (300prep)	10 671 Kč
FABGK 001	Blood Genomic DNA Extraction Mini Kit (50prep), (With Proteinase K Powder, for wide applications and simple procedure)	3 261 Kč
FABGK 001-1	Blood Genomic DNA Extraction Mini Kit (100prep), (With Proteinase K Powder, for wide applications and simple procedure)	6 040 Kč
FABGK 001-2	Blood Genomic DNA Extraction Mini Kit (300prep), (With Proteinase K Powder, for wide applications and simple procedure)	15 302 Kč

Blood Genomic DNA

Cat. No.	Product Name	Kč bez DPH
FABGK 003	Blood Genomic DNA Extraction MAXI Kit (10prep), (With Proteinase K Powder, for wide applications and simple procedure)	5 113 Kč
FABGK 003-1	Blood Genomic DNA Extraction MAXI Kit (24prep), (With Proteinase K Powder, for wide applications and simple procedure)	10 671 Kč

Genomic DNA Clean-Up Kit

Cat. No.	Product Name	Kč bez DPH
FAGDC 001	FavorPrep Genomic DNA Clean-Up Kit (50prep)	1 853 Kč
FAGDC 001-1	FavorPrep Genomic DNA Clean-Up Kit (100prep)	3 335 Kč

Tissue Genomic DNA

Cat. No.	Product Name	Kč bez DPH
FATGK 001	Tissue Genomic DNA Extraction Mini Kit (50prep), with Proteinase K Powder	3 520 Kč
FATGK 001-1	Tissue Genomic DNA Extraction Mini Kit (100prep), with Proteinase K Powder	6 484 Kč
FATGK 001-2	Tissue Genomic DNA Extraction Mini Kit (300prep), with Proteinase K Powder	16 673 Kč

Plant Genomic DNA

Cat. No.	Product Name	Kč bez DPH
FAPGK 001	Plant Genomic DNA Extraction Mini Kit (50prep)	3 705 Kč
FAPGK 001-1	Plant Genomic DNA Extraction Mini Kit (100prep)	6 669 Kč
FAPGK 002	Plant Genomic DNA Extraction Maxi Kit (10prep)	6 484 Kč
FAPGK 002-1	Plant Genomic DNA Extraction Maxi Kit (24prep)	13 894 Kč

Stool DNA Isolation Kit

Cat. No.	Product Name	Kč bez DPH
FASTI 001	Stool DNA Isolation Mini Kit (50prep), with Proteinase K Powder	3 705 Kč
FASTI001-1	Stool DNA Isolation Mini Kit (100prep), with Proteinase K Powder	6 669 Kč

Soil DNA Isolation Kit

Cat. No.	Product Name	Kč bez DPH
FASOI 001	Soil DNA Isolation Mini Kit (50prep)	3 261 Kč
FASOI001-1	Soil DNA Isolation Mini Kit (100prep)	5 558 Kč
FASOI002	Soil DNA Isolation Midi Kit (24prep)	7 410 Kč

Blood Total RNA

Cat. No.	Product Name	Kč bez DPH
FABRK 001	Blood/Cultured Cell Total RNA Mini Kit (50prep)	4 187 Kč
FABRK 001-1	Blood/Cultured Cell Total RNA Mini Kit (100prep)	7 410 Kč
FABRK 001-2	Blood/Cultured Cell Total RNA Mini Kit (300prep)	19 452 Kč
FABRK 003	Blood/Cultured Cell Total RNA Maxi Kit (10prep)	6 484 Kč
FABRK 003-1	Blood/Cultured Cell Total RNA Maxi Kit (24prep)	13 894 Kč

Tissue Total RNA

Cat. No.	Product Name	Kč bez DPH
FATRK 001	Tissue Total RNA Mini Kit (50prep)	4 187 Kč
FATRK 001-1	Tissue Total RNA Mini Kit (100prep)	7 410 Kč
FATRK 001-2	Tissue Total RNA Mini Kit (300prep)	19 452 Kč
FATRK 003	Tissue Total RNA Maxi Kit (10prep)	6 484 Kč
FATRK 003-1	Tissue Total RNA Maxi Kit (24prep)	13 894 Kč

Plant Total RNA

Cat. No.	Product Name	Kč bez DPH
FAPRK 001	Plant Total RNA Mini Kit (50prep)	4 187 Kč
FAPRK 001-1	Plant Total RNA Mini Kit (100prep)	7 410 Kč
FAPRK 001-2	Plant Total RNA Mini Kit (300prep)	19 452 Kč
FAPRK 002	Plant Total RNA Maxi Kit (10prep)	6 484 Kč
FAPRK 002-1	Plant Total RNA Maxi Kit (24prep)	13 894 Kč
FAPRK 003	Plant Total RNA Mini Kit (50prep), for Woody Plant	4 632 Kč
FAPRK 003-1	Plant Total RNA Mini Kit (100prep), for Woody Plant	7 892 Kč

Soil RNA Isolation Kit

Cat. No.	Product Name	Kč bez DPH
FASOI 002	Soil RNA Isolation Mini Kit (50prep)	4 632 Kč
FASOI 002-1	Soil RNA Isolation Mini Kit (100prep)	7 892 Kč

Viral Nucleic Acid (Viral DNA/RNA)

Cat. No.	Product Name	Kč bez DPH
FAVNK 001	Viral Nucleic Acid Extraction Kit I (50prep), (With Carrier RNA, for low viral load specimen using carrier RNA)	4 187 Kč
FAVNK 001-1	Viral Nucleic Acid Extraction Kit I (100prep), (With Carrier RNA, for low viral load specimen using carrier RNA)	7 410 Kč
FAVNK 001-2	Viral Nucleic Acid Extraction Kit I (300prep), (With Carrier RNA, for low viral load specimen using carrier RNA)	19 007 Kč
FAVNK 002	Viral Nucleic Acid Extraction Kit II (50prep)	4 187 Kč
FAVNK 002-1	Viral Nucleic Acid Extraction Kit II (100prep)	7 410 Kč
FAVNK 002-2	Viral Nucleic Acid Extraction Kit II (300prep)	19 007 Kč

After Trizol Reagent (RNA Clean-Up Kit)

Cat. No.	Product Name	Kč bez DPH
FAATR 001	After-Tri RNA Purification Mini Kit (50prep)	2 964 Kč
FAATR 001-1	After-Tri RNA Purification Mini Kit (200prep)	10 189 Kč

96-Well Plate System

Cat. No.	Product Name	Kč bez DPH
FAPWE 001	96-well Plasmid DNA Extraction Kit (4 plates)	11 115 Kč
FAPWE 002	96-well Plasmid DNA Extration Kit (10 plates)	25 935 Kč
FADWE 001	96-well Genomic DNA Extraction Kit (4 plates)	13 894 Kč
FADWE 002	96-well Genomic DNA Extraction Kit (10 plates)	33 345 Kč
FAPKE 001	96-well GE/PCR Clean Up Purification Kit (4 plates)	11 115 Kč
FAPKE 002	96-well GEL/PCR Clean Up Purification Kit (10 plates)	25 935 Kč

96-Well Plate System

Cat. No.	Product Name	Kč bez DPH
FACKE 001	96-well PCR Clean-Up Kit (4prep)	13 894 Kč
FACKE 002	96-well PCR Clean-Up Kit (10prep)	28 714 Kč
FAGKE 001	96-well GEL Purification Kit (4prep)	13 894 Kč
FAGKE 002	96-well GEL Purification Kit (10prep)	28 714 Kč
FATRE 001	96-well Total RNA Kit (4 plates)	22 230 Kč
FATRE 002	96-well Total RNA Kit (10 plates)	46 313 Kč
FAVRE 001	96-well Viral RNA/DNA Extraction Kit (4 plates)	22 230 Kč
FAVRE 002	96-well Viral DNA/RNA Extraction Kit (10 plates)	46 313 Kč
FAPGE 001	96-well Plant Genomic DNA Extraction Kit (4 plates)	22 230 Kč
FAPGE 002	96-well Plant Genomic DNA Extraction Kit (10 plates)	46 313 Kč

Reagents System

Cat. No.	Product Name	Kč bez DPH
FATRR 001	Tri-RNA Reagent, 100 ml	8 707 Kč
FATRR 002	Tri-RNA Reagent, 500 ml	4 928 Kč
FARSS 001	RNA Stabilization Solution, 100 ml	6 966 Kč
FAMIK 001	miRNA Isolation Kit, 100 reakcion	14 820 Kč


Argarose

Cat. No.	Product Name	Kč bez DPH
FAFAG 050	Micro Fagarose, 100 g	5 854 Kč
FAFAG 050-1	Micro Fagarose, 500 g	23 157 Kč
FAFAG 100	Midi FAgarose , 100 g	3 798 Kč
FAFAG 100-1	Midi FAgarose , 500 g	15 932 Kč

EtBr Destroyer

Cat. No.	Product Name	Kč bez DPH
FAEBD 001	Favorgen EtBr Destroyer Bag, for liquid waste, 20bags/box	7 892 Kč
FAEBD 001-1	Favorgen EtBr Destroyer Bag, for liquid waste, 10bags/box	4 187 Kč
FAEBD 002	Favorgen EtBr Destroyer Sprayer, for solid waste, 2 x sprayer & 1x sprayer head/pack	4 372 Kč
FAEBD 002-1	Favorgen EtBr Destroyer Sprayer, Sprayer Supplement, 1 bottle/ 200ml, package: 2 bottles in a retail box	4 187 Kč
FAEBD 002-2	Favorgen EtBr Destroyer Sprayer, Sprayer Supplement- 1 bottle/ 1L Package: 1 bottle in a retail box	7 225 Kč
FAEBD 002-3	Favorgen EtBr Destroyer Sprayer, for solid waste, 2 x sprayer & 2 x sprayer head with 2 retail boxes	4 632 Kč
FAEBD 003	Favorgen EtBr Destroyer-Bag & Sprayer, Two Formats: for liquid waste and for solid waste, Package: 5 Bags, 1 X 200ml bottlesin & 1X Sprayer Head in a retail box	4 372 Kč

EtBr Destroyer
Zbavte se kontaminace
na svém stole !!



Před použitím

Po dekontaminaci





Nejlepší transfekční reagens na trhu!! Zaručená jistota, že se Vaše DNA, siRNA, oligonukleotidy a RNA dostanou do buňky. Výrazné zlepšení výkonnosti transfekce! Transfekční činidla, firmy **BioCellChallenge**, mají **vysokou účinnost transfekce, výrazně nižší úroveň toxicity, rychlé a velmi jednoduché protokoly**. Transfekce široké škály typů buněk, včetně těch, které jsou obtížné k transfekci. Optimalizované protokoly pro velkou škálu buněčných linií, mnohem méně času je potřeba pro vyhodnocení a optimalizaci!

GeneCellin

GeneCellin je transfekční činidlo na bázi polymeru, s vysokou účinností transfekce plasmidové DNA v buněčných kulturách. Výrazně nižší úroveň toxicity, rychlé a velmi jednoduché protokoly, kompatibilní. Postačí malé množství DNA.

GC500	0,5 ml	4 760 Kč
GC1000	1 ml	7 560 Kč
GC5000	5 x 1 ml	31 640 Kč

GeneCellin HTC

GeneCellin HTC je transfekční činidlo na bázi polymeru, s vysokou účinností transfekce. Transfekce široké škály typů buněk, především těch, které jsou obtížné k transfekci!! Rychlé a velmi jednoduché protokoly, reprodukovatelné výsledky transfekce.

HTC100	100 µl	2 520 Kč
HTC750	750 µl	10 360 Kč
HTC3750	5 x 750 µl	42 840 Kč

3D Cell Transfection Kit

3D Cell Transfection Kit je založen na unikátní technologii transfekce in vitro, která umožňuje vysokou účinnost transfekce plasmidové DNA do 3D buněčných kultur. Díky této sadě můžete nyní sledovat růst buněk a účinnost transfekce pod světelným mikroskopem, provádět rozšířené 3D studie exprese transgenu v buňkách. Vysoká účinnost transfekce, reprodukovatelnost výsledků. Dlouhodobý účinek. Snadná separace proteinů. Velmi jednoduché.

3D-DNA24	1 kit	5 880 Kč
3D-DNA96	1 kit	4 480 Kč

NucleoBooster - Posilovač transfekce

NucleoBooster je unikátní přípravek, který zvyšuje účinnost transfekce plasmidové DNA v buněčných kulturách. NucleoBooster zvyšuje účinnost transfekce beze změny Vašeho transfekčního reagens! Výrazně nižší úroveň toxicity. Rychlé a velmi jednoduché. Kompatibilní se všemi protokoly transfekčních reagens na bázi lipidů. Bez nutnosti optimalizace.

NB500	500 µl	3 080 Kč
NB1000	1 ml	4 200 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Red Calcium Phosphate

Red Calcium Phosphate, roztok chloridu vápenatého a red HBS roztoku (roztok vytváří tenkou sraženinu fosforečnanu vápenatého). Metoda fosforečnanu vápenatého se běžně používá pro přechodné transfekce v buňkách HEK293. Schopnost zajistit velmi dobrou produkci proteinů a virů. Vhodné pro citlivé buňky, stabilní přechodná transfekce. Záruka čistoty použitého činidla. Kvalita za nízkou cenu – nejnižší cena na trhu!

CP75	1 kit – 45 ml HBS	5 040 Kč
------	-------------------	----------

RiboCellin

RiboCellin je transfekční činidlo na bázi lipidů in vitro, s vysokou účinností transfekce siRNA nebo dsRNA v buněčných kulturách. Transfekce široké škály typů buněk, kompatibilní. Postačí malé množství DNA. Rychlé a velmi jednoduché protokoly. Dlouhodobý účinek. Vysoká reprodukovatelnost výsledků, netoxické.

RC500	0,5 ml	5 880 Kč
RC1000	1 ml	9 800 Kč
RC4000	4 x 1 ml	33 040 Kč

Injectin


Injectin In Vivo siRNA Delivery Kit obsahuje nové transfekční činidlo na bázi lipidů, které umožňuje účinně vnášet siRNA do živých organismů. Injectin byl vyvinut pro lokální i systémovou aplikaci siRNA specificky u myši, ale je velmi účinný i u dalších organismů. Injectin je významný svým dlouhodobým účinkem při umlčování genové exprese a velmi nízkou toxicitou. Použití Injectinu tak vylučuje nutnost násobných injekcí u zkoumaných organismů.

IJ100	0,1 ml	7 840 Kč
IJ500	0,5 ml	23 240 Kč


ImmunoCellin

ImmunoCellin - NOVINKA! Univerzální systém transportu všech protilátek přímo do buněk, pouze během několika hodin. Kompatibilní BSA. Protilátky si zachovávají svou strukturu a funkci. Velmi snadné použití, kompatibilní. Účinné pro jakékoli protilátky.

IC100	0,1 ml	5 600 Kč
IC500	0,5 ml	17 360 Kč



RiboCellin: siRNA Delivery Reagent



3D Cell Transfection Kit

Stali jsme se distributorem firmy Dominique Dutscher.

Prolistujte si největší
katalog potřeb pro life science,
který se Vám kdy dostal do rukou.

Navštivte **internetovou verzi katalogu na:**
<http://www.dutscher.com>

Poptejte aktuální ceny na orders@biologicals.cz





Objednávejte přes e-shop, e-mailem, faxem nebo telefonicky:

e-mail: orders@biologicals.cz, klara.pankova@biologicals.cz

Tel: +420-274 776 731

Fax: +420-274 773 997

www.biologicals.cz

Biologicals s.r.o.

IČ: 27575837, DIČ: CZ27575837

U Trati 44a, Praha 10 - Strašnice, 100 00

Ceny jsou uvedeny bez DPH