

Typ	Název a popis	Katalogové číslo	Cena Kč bez DPH	Cena Kč / ks při 6ks* bez DPH
Plasmid DNA	XNAPS plasmid flexspin kit(50)	NP1004A	2280	1980
Plasmid DNA	XNAPS plasmid flexspin kit(100)	NP1004B	3300	2990
Plasmid DNA	XNAPS plasmid endofree flexspin kit(50)	NP1003A	3900	3600
Plasmid DNA	XNAPS plasmid endofree flexspin kit(100)	NP1003B	6060	5760
Genomic DNA	XNAPS blood gDNA flexspin kit(50)	NP1014A	2640	2340
Genomic DNA	XNAPS blood gDNA flexspin kit(100)	NP1014B	3900	3600
Genomic DNA	XNAPS cell/tissue gDNA flexspin kit(50)	NP1017A	2640	2340
Genomic DNA	XNAPS cell/tissue gDNA flexspin kit(100)	NP1017B	3900	3600
Genomic DNA	XNAPS plant DNA flexspin kit(50)	NP1025A	2820	2520
Genomic DNA	XNAPS plant DNA flexspin kit(100)	NP1025B	4440	4140
Genomic DNA_Clinical Sample	XNAPS body fluid DNA flexspin kit(50)	NP1026A	2640	2340
Genomic DNA_Clinical Sample	XNAPS body fluid DNA flexspin kit(100)	NP1026B	3900	3600
Genomic DNA_Clinical Sample	XNAPS stool DNA flexspin kit(50)	NP1023A	2820	2520
Genomic DNA_Clinical Sample	XNAPS stool DNA flexspin kit(100)	NP1023B	4350	4050
Genomic DNA_Environmental sample	XNAPS soil DNA flexspin kit(50)	NP1035A	2820	2520
Genomic DNA_Environmental sample	XNAPS soil DNA flexspin kit(100)	NP1035B	4350	4050
Genomic DNA_Micro_amount DNA	XNAPS micro DNA flexbond kit (100)	NP1038	4350	4050
Total RNA	XNAPS RNA flexspin kit (50)	NP2001A	3900	3600
Total RNA	XNAPS RNA flexspin kit (100)	NP2001B	5700	5400
Agarose gel, solution, PCR reaction	FastBack DNA minispin kit(50)	NP3001A	2280	1980
Agarose gel, solution, PCR reaction	FastBack DNA minispin kit(100)	NP3001B	3360	3060

* Platí pouze při současném zakoupení 6 balení jakýchkoliv izolačních souprav

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

[Návody a MSDS jsou ke stažení na stránkách výrobce](#)

Objednávky

e-mail: orders@biologicals.cz

on-line: [webový formulář](#)

fax: 420-323601119

kontakt: <http://www.biologicals.cz/>

* Při současném zakoupení 10 balení obdržíte poukaz na slevu 200 Kč na Určení původu Vašich předků pomocí DNA analýzy u firmy

[Forenzní DNA Servis s.r.o.](#)

XNAPS – **X**matrix **N**ucleic **A**cids **P**urification **S**ystem

System vyvinutý skupinou vědců z kanadské University of British Columbia založený na **nové technologii nevyžadující chaotropní sole**. Čistá **DNA nebo RNA** je **uvolněna z pevné fáze vodou**, což přispívá k lepším možnostem jejího dalšího využití.

FLEXspin – Jedna souprava **pro všechny objemy vzorku**.

Jedna izolační souprava umožňuje izolaci z mini-, midi- i maxiobjemů vzorku.

FastBack – Pro izolaci DNA z agarózového gelu a čištění PCR reakcí. FastBack jako jediná z nabízených souprav využívá chaotropní sole pro rozpuštění agarózového gelu.

Hlavní výhody:

Rychlost

Bez toxických látek, šetrné k životnímu prostředí

Ultračistý produkt

Vysoký výtěžek

Nízká cena

Flexibilita vzhledem k použitému množství výchozího vzorku