


CRYOMETAL

KVALITA
INOVACE
SERVIS




CRYOSYSTÉM
KAPALNÝ DUSÍK



Biologicals

<https://www.biologicals.cz/e-shop>



Zásobníky typu KB

jsou určeny k transportu a skladování biologických a jiných materiálů v kapalném dusíku, případně pouze k jejich chlazení.

Použití v oborech


humánní a veterinární medicína, genetický výzkum, asistovaná reprodukce, plemenářství, šlechtitelství, metalurgie, strojírenství, strojírenské opravárenství, energetika, elektrotechnika, vodohospodářství atd.

Označení výrobku		KB 7	KB 20	KB32	KB 7+	KB 32+	KB 45+
Objem vnitřní nádoby	litr	6,6	21	31	6,6	31	45
Průměr hrdla	mm	50	90	90	90	90	200
Max. průměr nádoby	mm	305	490	500	305	500	500
Max. výška nádoby	mm	540	560	690	540	680	720
Hmotnost prázdné nádoby	kg	6,1	12,1	15,9	6,1	15,9	26,1
Hmotnost plné nádoby	kg	11,1	28,9	40,3	11,1	40,3	57,6
Odpar LN ₂ za 24 hodin	l/24 hod.	0,18	0,2	0,25	0,21	0,33	1,25
Statická kapacita	dnů	37	107	124	31	94	36
Max. pracovní přetlak	MPa	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Počet kanystrů	ks	5	8	8			
Rozměr kanystrů							
průměr	mm	40	66	66			
délka	mm	155	200	300			
Kapacita ampulí 1 ml	ks	105	480	720			



Příslušenství



Přečerpávací zařízení na tlakový vzduch



Univerzální přečerpávací zařízení



Elektrické přečerpávací zařízení



Manipulační vozík



Nádoby pro manipulaci a krátkodobé uchování kapalného dusíku



1 l nádoba




4 l nádoba



4 l nádoba
s ochranným obalem Al



Speciální nádoby na prochlazování součástí



Objednávejte na:

<https://www.biologicals.cz/e-shop>

E-mail: info@biologicals.cz

Tel.: +420-274776731

Fax.: +420-274773997